

Dati raccolti con il contatore Geiger

Si trovano in folders "dati_DDMMYY"

e sono organizzati in files in base alla lunghezza XX dell'intervallo di tempo ΔT

dati_XXs intervalli di tempo (in millisecondi) tra un evento e il successivo;
per il test d'ipotesi sulle funzioni di distribuzione utilizzare tutti i dati (XX=5, 10, 240)

dati_XXs-2 conteggi in intervalli di tempo di lunghezza XX s
XX=5, 10 dati da utilizzare per confronto con la distribuzione di Poisson
XX=240 dati da utilizzare per avere una misura indipendente del numero medio
di eventi nell'unità di tempo